


mediven® elegance, plus, comfort, active, men

Standard sem costura	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	43 – 48	45 – 52	49 – 56	53 – 60	56 – 64	60 – 68	64 – 72
cG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	49 – 57	53 – 62	57 – 67	61 – 72	65 – 77	69 – 81	73 – 85
cG	43 – 57	45 – 62	49 – 67	53 – 72	56 – 77	60 – 81	64 – 85
cF	39 – 52	41 – 56	44 – 60	47 – 65	50 – 69	53 – 73	57 – 78
cE	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 45	39 – 48	41 – 51	42 – 53
cD	27 – 33	29 – 36	32 – 39	34 – 42	36 – 45	38 – 48	40 – 50
cC	28 – 34	30 – 37	33 – 40	35 – 43	37 – 46	39 – 49	41 – 51
cB ₁	23 – 27	24 – 29	26 – 32	29 – 35	31 – 37	33 – 39	35 – 41
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
cY	26 – 31	28 – 33	29 – 35	31 – 37	32 – 38	33 – 40	34 – 42
cA	17 – 22	19 – 24	21 – 26	23 – 29	25 – 32	27 – 34	28 – 35

mediven® forte

Standard sem costura	I	II	III	IV	V	VI	VII
Perímetro	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone	44 – 47	46 – 50	50 – 54	53 – 58	56 – 61	60 – 65	64 – 70
cG Meia até à coxa com banda de fixação de silicone extra larga	48 – 53	51 – 57	55 – 61	59 – 65	62 – 70	66 – 74	71 – 80
cG	44 – 53	46 – 57	50 – 61	53 – 65	56 – 70	60 – 74	64 – 80
cF	40 – 47	42 – 51	45 – 55	48 – 58	51 – 62	54 – 67	58 – 72
cE	30 – 37	33 – 40	36 – 42	38 – 44	40 – 46	42 – 48	44 – 50
cD	28 – 33	30 – 35	32 – 37	34 – 39	36 – 41	38 – 43	40 – 45
cC	29 – 34	31 – 36	33 – 38	35 – 40	37 – 42	39 – 44	41 – 46
cB ₁	24 – 26	26 – 28	28 – 31	30 – 33	32 – 35	34 – 37	36 – 39
cB	18 – 20	20 – 22	22 – 24	24 – 26	26 – 28	28 – 30	30 – 32
cY	28 – 30	29 – 32	31 – 34	33 – 36	34 – 38	36 – 40	37 – 41
cA	18 – 21	20 – 23	22 – 25	24 – 27	26 – 29	28 – 31	30 – 33




duomed

Tamanhos	cB Medida do tornozelo	cC Medida da barriga da perna	cG Medida da coxa	Medidas para banda de fixação em silicone
S	19 – 21	28 – 34	42 – 57	47 – 54
M	22 – 24	32 – 38	48 – 64	52 – 60
L	25 – 27	36 – 42	54 – 71	56 – 65
XL	28 – 30	40 – 46	60 – 78	62 – 72
XXL	30 – 32	42 – 50	65 – 85	65 – 76

mediven® sheer & soft

Perímetros (cm)

Tamanhos	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG Coxa	38,0 - 56,5	41,5 - 61,5	44,5 - 66,5	47,5 - 72,0	51,0 - 77,0	54,0 - 82,0	57,0 - 87,0
cD Abaixo joelho	26,0 - 33,5	28,0 - 37,0	30,0 - 40,0	32,0 - 43,0	33,5 - 46,5	35,5 - 49,5	37,5 - 52,5
cB Tornozelo	18,0 - 20,0	20,5 - 22,5	23,0 - 25,0	25,5 - 27,5	28,0 - 30,0	30,5 - 33,0	33,5 - 36,0



Classes de compressão Indicações

1	compressão moderada	Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para edema e para varicose precoce na gravidez. Com razões especiais, por exemplo, perda de força nas mãos, artrose, reumatismo, diabetes. Compressão em mmHg: 18,0 – 21,0 Compressão in kPa: 2,4 – 2,8	sem costura: mediven elegance (biqueira fechada) mediven comfort (biqueira aberta + fechada) mediven plus (biqueira aberta) mediven active (biqueira fechada) duomed (biqueira aberta + fechada) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
2	compressão moderada-moderadamente forte	Para sintomas mais graves, varicose pronunciada com tendência para edema, inchaço pós-traumático, após resolução de úlceras simples, após tromboflebite superficial, após esclerose e cirurgia de varizes, para estabilização do tratamento bem sucedido e para varicose mais pronunciada na gravidez. Compressão em mmHg: 23,0 – 32,0 Compressão in kPa: 3,1 – 4,3	sem costura: mediven elegance (biqueira fechada) mediven comfort (biqueira aberta + fechada) mediven plus (biqueira aberta) duomed (biqueira aberta + fechada) mediven active (biqueira fechada) mediven forte (biqueira aberta) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
3	compressão forte	Para todas as complicações na sequência de insuficiência venosa constitucional e pós-trombótica, tendência pronunciada para edema, varicose secundária, atrofia branca, dermatosclerose e após resolução de úlceras graves, em particular das recorrentes. Compressão em mmHg: 34,0 – 46,0 Compressão in kPa: 4,5 – 6,1	sem costura: mediven plus (biqueira aberta) mediven forte (biqueira aberta) com costura: mediven 550 (biqueira aberta) mediven mondi (biqueira aberta)
4	compressão extra-forte	Para linfedema e elefantíase. Compressão em mmHg: pelo menos, 49,0 Compressão in kPa: pelo menos, 6,5	com costura: mediven 550 (biqueira aberta)