

# Lumbamed® active

## Suporte lombar leve

### Indicações

- dor lombar inferior causada por insuficiência miostática e muscular
- irritação de pequena articulação intervertebral
- distúrbios ligamentosos - ligeira folga da articulação na coluna lombar, p.ex. osteocondrose e espondilose
- síndrome pós-discectomia
- condições irritadoras da articulação sacro-ilíaca

### Modo de acção

- ligeira diminuição da lordose e da rotação pélvica anterior
- 4 barras moldáveis integradas dorsalmente estabilizam a região lombo-sagrada
- a compressão proprioceptiva estimula o metabolismo, reduz a tensão muscular e alivia a dor

### Características

- tecido extremamente elástico e respirável que proporciona um excelente conforto; o têxtil lateralmente sobreposto ajusta-se muito bem ao formato individual do paciente
- fecho fácil graças a 2 pegas de velcro



branco



preto

### Vantagens do produto



tecido respirável



pegas de velcro



### Lumbamed active

tamanho° circunferência da cintura cm

° I 70 – 82

° II 83 – 95

° III 96 – 108

° IV 109 – 121

° V 122 – 133

número do artigo K.230.\*0°

(\* = preenchimento para cor: \*5 = preto,

\*7 = branco)

(° = preenchimento para tamanho)